

## 1 吸引関係の事例 ～付属品について～

### 発生時の状況と経過

昼食時に口腔ケアが終わり吸引を実施した。吸引チューブの先端にキャップを付けようとした際、キャップに接続しているリング部分からひびが入っており、破損している事に気付いた。

### 発生時の対応と処置

リングとキャップが外れないようにテープで固定した。吸引チューブのキャップとしての機能は可能だった。

### 考えられる原因や背景

リングに接続しているチェーン部分を持ち金具を引っ張って外すことはしていないが、外し方に問題があったかもしれない。キャップの部分を持ち、そっと外すべきだった。

### 再発防止に向けた対策・改善点

・チェーンが突っ張った状態にならないように、吸引バッグの近くでキャップの先端に近い部分を持ち、外すようにする。

### ポイント！

- 器具は破損することがあるため、破損しやすいと考えられるところは取り扱い方法を決めておきましょう。
- 一度破損したところの取り扱いは再度検討し、情報を共有しましょう。